



Ventajas de los dispositivos HI DREX

- Funcionamiento a través de la aplicación con control por voz
- Opciones de ayuda a través de la aplicación para optimizar el tratamiento
- Determinación de los parámetros de tratamiento óptimos
- Procedimiento de tratamiento totalmente automático
- Tipos de corriente eficaces
- Ajuste variable de la corriente pulsante
- Potentes dispositivos de hasta 60 V y 30 mA
- Alta seguridad gracias a los circuitos de protección
- Electrónica antidescarga ASE
- Protección contra el sobretratamiento
- Supervisión de inmersión
- Funcionamiento sin necesidad de asistencia
- Función de temporizador
- Control inteligente por microprocesador

CE0633



DISPOSITIVOS

HIDREX® MEDICAL AND REHAB

HIDREX

® MEDICAL AND REHAB

independent living

Sobre nosotros

Hace más de 30 años, HIDREX desarrolló el primer dispositivo de iontoforesis para el tratamiento de la hiperhidrosis en colaboración con los hospitales dermatológicos más prestigiosos de Alemania, El dispositivo se comercializó con éxito en 1987. El tratamiento HIDREX es ahora un concepto de tratamiento reconocido científicamente en todo el mundo que se conoce como iontoforesis con agua corriente (TWI). Utilizamos las tecnologías más avanzadas para fabricar dispositivos médicos certificados para procesos curativos naturales e innovadores.

- Autorizado para fabricar dispositivos médicos de acuerdo con la Directiva de la UE
- Certificado según EN ISO 13485
- Registrado por la FDA



Distribuidor:

Ionto-ESP_Trifold-D_04-2019

HIDREX GmbH

Otto-Hahn-Str. 12 | 42579 Heiligenhaus | Alemania
 Fon: +49 (0) 20 56 / 98 11 -0 | Fax: -31
 info@hidrex.de

DEJA DE SUDAR!

MANOS



PIES



AXILAR



CARA



El tratamiento de TWI para la hiperhidrosis



www.hidrex.com
+49 (0) 20 56 / 98 11 10



HIDREX® MEDICAL AND REHAB



Hyperhidrosis

El término hiperhidrosis se refiere a una sudoración excesiva que va más allá de la necesidad de regulación térmica del cuerpo. Las personas que sufren de hiperhidrosis sudan en exceso, independientemente del esfuerzo físico que hagan o de la temperatura ambiente del lugar.

Esta disfunción puede dar lugar a importantes limitaciones mentales, sociales y ocupacionales y, por lo tanto, provocar una importante disminución de la calidad de vida. Casi el 5 % de la población sufre de hiperhidrosis focal. Un gran número de personas considera erróneamente que esta enfermedad es intratable.

La HIPERHIDROSIS puede afectar a muchas áreas del cuerpo



MANOS
PIES
AXILAR
CARA

Iontoforesis con agua corriente (TWI)

La iontoforesis es un método de tratamiento que ha sido reconocido científicamente desde hace muchos años y que permite recuperar la sequedad normal de la piel sin medicación ni cirugía. En comparación con muchos otros métodos de tratamiento, la iontoforesis no tiene efectos negativos a largo plazo. El procedimiento es muy sencillo, seguro, económico e incluso se puede utilizar en niños. Aparte de la adquisición inicial del dispositivo no existen más costes adicionales, por lo que el tratamiento es muy asequible a largo plazo.

Comprar dispositivos HIDREX TWI

HIDREX cuenta con distribuidores en todo el mundo. Encuentre a su proveedor local en hidrex.com/buy. Si desea obtener información acerca de las opciones de alquiler, los programas de alquiler con opción a compra o la garantía de devolución de dinero, póngase en contacto con su proveedor.



Muchas compañías de seguros reembolsan el coste del dispositivo.

Tratamiento de iontoforesis HIDREX

Con el tratamiento HIDREX se aplica una suave corriente continua o pulsante a las zonas del cuerpo afectadas. El flujo de esta corriente eléctrica tiene lugar a través de un baño de agua y conduce a una reducción del sudor en las zonas tratadas.

El tratamiento HIDREX se realiza introduciendo las manos y los pies en agua o colocando aplicadores especiales de esponja bajo las axilas o en la cara, el cuello o la espalda.

Durante la fase inicial del tratamiento, siempre que sea posible, se deben realizar tratamientos diarios de 15 minutos de duración. Sus niveles de sudor deberían normalizarse después de unos 10 tratamientos. Después, entre 1 y 3 tratamientos a la semana suelen ser suficientes para mantener los resultados. El efecto terapéutico es temporal, por lo que si se detiene el tratamiento, la sudoración se reanuda después de algún tiempo. Por esa razón, se recomienda la adquisición de un dispositivo para el tratamiento doméstico.

**DEJA
DE SUDAR!**

COMPRAR



Para obtener más información, visite www.hidrex.com

HIDREX® MEDICAL
AND
REHAB