



Vorteile HI DREX Geräte

- Intuitive Bedienung über App und Sprachsteuerung
- Supportmöglichkeiten via App zur Therapieoptimierung
- Erkennung Ihrer optimalen Behandlungsparameter
- Vollautomatischer Therapieablauf
- Variable Pulsbreiteneinstellung
- Automatischer Polaritätswechsel
- Leistungsstarke Geräte, bis zu 60 Volt und 30 mA
- Hohe Sicherheit durch Schutzschaltungen
- ASE – Anti Schock Elektronik
- Übertherapieschutz
- Eintauchüberwachung
- Einfache Bedienung ohne Hilfspersonal
- Timer-Funktion
- Intelligente Mikroprozessor-Steuerung

CE0633



GERÄTEINFO

Ionto-DE_Trifold_04-2019

HIDREX[®] MEDIZIN UND REHA

Selbstbestimmt leben!

Über uns

Vor über 30 Jahren entwickelte HIDREX mit den größten Unikliniken Deutschlands eine lokale Therapie gegen übermäßiges Schwitzen und stellt seit 1987 als erstes Unternehmen professionell Geräte zur Therapie von Hyperhidrose her. Die HIDREX-Therapie ist inzwischen weltweit ein wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren und ist auch als Leitungswasser-Iontophorese (LWI) bekannt. Wir setzen auf neueste Technologien, um zertifizierte Medizinprodukte für innovative, natürliche Heilverfahren herzustellen.

- Genehmigung zur Herstellung von Medizinprodukten gemäß EU-Richtlinie
- Berechtig zur Abrechnung mit der gesetzlichen Krankenversicherung
- Zertifizierung nach EN ISO 13485
- FDA Registrierung



Vertrieb durch:

HIDREX GmbH

Otto-Hahn-Str. 12 | 42579 Heiligenhaus | Germany
 Telefon: +49 (0) 20 56 / 98 11 -0 | Fax: -31
 info@hidrex.de

WIR STOPPEN SCHWITZEN!

HÄNDE



FÜßE



ACHSELN



GESICHT



LWI Therapie gegen Hyperhidrosis

HIDREX[®] MEDIZIN UND REHA



www.hidrex.com
+49 (0) 20 56 / 98 11 10



HIDREX[®] MEDIZIN UND REHA



Hyperhidrosis

Der Begriff Hyperhidrose bezeichnet ein Übermaß an Schwitzen, welches über die Erfordernisse der Wärmeregulation hinausgeht. Personen mit Hyperhidrose schwitzen daher unabhängig von körperlicher Anstrengung oder Umgebungstemperatur übermäßig stark.

Diese Fehlfunktion kann zu erheblichen psychischen, sozialen und beruflichen Einschränkungen führen und eine ausgeprägte Verminderung der Lebensqualität hervorrufen. Etwa 5% der Bevölkerung leiden unter lokaler Hyperhidrose. Diese Krankheit ist gut therapierbar.

HYPERHIDROSIS
kann viele Regionen betreffen



HÄNDE
FÜßE
ACHSELN
GESICHT

Leitungswasser-Iontophorese

Die Iontophorese ist ein seit vielen Jahren wissenschaftlich anerkanntes Behandlungsverfahren, das ohne Medikamente oder operative Eingriffe zu normal trockener Haut führt.

Im Vergleich zu vielen anderen Therapiemethoden hat die Iontophorese keine negativen Langzeiteffekte. Die Therapie ist einfach durchzuführen, sicher, preiswert und kann auch schon bei Kindern angewendet werden. Neben der einmaligen Geräteaanschaffung gibt es nahezu keine Folgekosten.

LWI gratis testen

Überzeugen Sie sich selbst von der Wirksamkeit der Leitungswasser-Iontophorese! HIDREX ermöglicht es Ihnen ein Iontophorese-Gerät auszuleihen. Laden Sie sich dafür unseren Leihvertrag auf www.hidrex.com herunter und lassen ihn uns ausgefüllt per Post, Mail oder Fax zukommen.

i Mit ärztlichen Wirksamkeitsnachweis übernehmen die Krankenversicherungen in Deutschland i.d.R. die Kosten für die Bereitstellung eines Leitungswasseriontophorese-Gerätes zur Hyperhidrose Therapie. Der Antrag auf Kostenübernahme steht online für Sie zur Verfügung.



GERÄT TESTEN

Weitere Informationen finden Sie unter www.hidrex.com

Die HIDREX Therapie

Bei der HIDREX-Therapie wird ein schwacher Gleich- oder Pulsstrom durch die betroffenen Körperzonen geleitet. Dieser Stromfluss führt zu einer Schweißreduktion an den im Behandlungswasser befindlichen Hautregionen.

Die HIDREX-Therapie erfolgt durch Hand- und Fußbäder bzw. zur Behandlung der Achseln, des Gesichts oder des Nackens/Rückens mittels spezieller Schwamm-Applikatoren.

Zu Beginn der Therapie sollte möglichst täglich je 15 Minuten therapiert werden. Nach etwa 10 Behandlungen normalisiert sich das Schwitzen bereits. Für die Erhaltung des Ergebnisses reichen i.d.R. etwa 1-3 Behandlungen pro Woche aus. Der Therapieeffekt ist reversibel, so dass sich nach Beenden der Therapie das Schwitzen nach einiger Zeit wieder einstellt. Daher wird die Anschaffung eines Heimtherapiegerätes empfohlen.

**WIR STOPPEN
SCHWITZEN!**

HIDREX® MEDIZIN
UND
REHA